

TD-4B

细胞洗涤离心机



仪器特点

- 采用变频电机驱动，数码显示
- 全钢机身、不锈钢离心室
- 电子门锁保护，确保安全
- 专用于红血球清洗和淋巴球清洗
- 升降速时间只需7S
- HLA转子，SERO转子离心程序已标准化，使用方便



红血球清洗转子



淋巴球清洗转子

基本参数

最高转速	4700r/min
最大离心力	2000Xg
最大容量	12X7ml (SERO转子)
转速精度	±20 r/min
定时范围	0~99min
噪 声	≤55dB (A)
电 源	AC 220V 50HZ 5A
外形尺寸	375× 300× 360(L×W×H)mm
重 量	17kg
功 率	200 W

转子参数

转子名称	程序号	离心力(xg)	离心时间(S)	用途
淋巴球清洗用 转子/HLA (12x1.5ml)	1	2000xg	180s	淋巴球分离,培养细胞分离
	2	1000xg	3s	血小板去除(凝血酶处理)
	3	1000xg	60s	淋巴球的清洗
红血球清洗用 转子/SERO (12x7ml)	1	500xg	60s	血型判定,血球凝集反映观察
	2	1000xg	15s	交叉适合性试验,抗球素试验
	3	1000xg	60s	血球清洗,血清、血浆的提取